



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRZASNYSZU

• tel.: 29 752 25 04

• sekretariat.psse.przasnysz@sanepid.gov.pl

• ul. Golińska 13, 06-300 Przasnysz

HKN.9027.172.2025.SN

Przasnysz, dnia 19.08.2025 r.

19. 08. 2025

OCENA JAKOŚCI WODY OW HKN/65/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole **HKL.9051-1-367/2025** z poboru próbek wody **Nr 879** dokonanego w dniu **11.08.2025 r.** ze:

- Stacji Uzdatniania Wody Helenowo – woda po uzdatnieniu
- studnia nr 1
- studnia nr 2

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdań **166** z dnia **04.08.2025 r.** **HKL.9051-1-367/879/2025** z dnia **18.08.2025 r.** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz
zarządzanego przez Gminę Przasnysz**

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody

Otrzymuje:

1. Gmina Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
2. a/a

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Silińska



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI





PCA

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI



BADANIA

AB 560

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w CIECHANOWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 27
tel: 23 672-33-13

sekretariat.psse.ciechanow@sancpid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-ciechanow

WPŁYNĘŁO

URZĄD GMINY PRZASNYSZ
Liczba stron: 1
Egz. z
19. 08. 2025

WPŁYNĘŁO

Fax: 23 672-41-44
8583/2025
E. Szepińska
PODPIS

Ciechanów, dnia: 18.08.2025

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ HKL.9051-1-367/879/2025

Nazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz
Podstawa badań: Protokół uzgodnień HKL.9051.3.3.2025
Rodzaj próbek: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek: Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Helenowie, gmina Przasnysz
Data pobrania próbek: 11.08.2025
Próbki pobrał: Kamil Orłowski - pracownik PSSE Przasnysz
Metoda pobierania próbek: PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokołu pobrania próbek: HKL.9051-1-367/2025
Data przyjęcia próbek: 11.08.2025
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 11.08-13.08.2025
Inne informacje dotyczące próbek: Stan próbki - bez zastrzeżeń
Cel badania: Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki. Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do złożenia skargi.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania próbki pochodzą od próbkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
879	09:10	1	Stacja Uzdatniania Wody Helenowo - woda uzdatniona

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdują się poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostały wykonane przez podwykonawcę.

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numerы próbek, wyniki	Data badania
			879	
1	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	11.08 - 12.08.2025
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	11.08 - 12.08.2025
3	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 metoda filtrów membranowych, podłoże Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 36±2 °C, czas inkubacji 44±2 h	jtk	0	11.08 - 13.08.2025

Autoryzował

Zatwierdził

Starczy Anyszk
Gadarska
Anna Gadarska

KONIEC SPRAWOZDANIA

Starczy Anyszk
J. Ostrowska
Joanna Ostrowska